


Einweginstrumentarium für die Endoskopie




GETSCH+HILLER  
MEDIZINTECHNIK



2-teiliges System bestehend aus einem wiederverwendbaren Griff und aus einem einmalverwendbaren kompletten Einsatz isoliert








2-part system consisting of a reusable handle and a single use insert complete insulated



4-teiliges System bestehend aus einem wiederverwendbaren Griff, einem wiederverwendbaren Schaft und Zugstange und einer einmalverwendbaren Spitze

4-part system consisting of a reusable handle and reusable shaft insulated and a connection rod with easy snap lock and a single use tip



Einweg Scheren gebogen Ø5 mm, 330 mm	2-teilig	4-teilig	Beschreibung
	30-5086-032E	30-5086-002E	<b>Metzenbaumschere, gebogen, Mikro</b> <i>Metzenbaum scissors, curved, micro</i>
	30-5086-033E	30-5086-003E	<b>Metzenbaumschere, gebogen, Medium</b> <i>Metzenbaum scissors, curved, medium</i>
	30-5086-034E	30-5086-004E	<b>Metzenbaumschere, gebogen, Large</b> <i>Metzenbaum scissors, curved, large</i>
Einweg Scheren gerade Ø5 mm, 330 mm			
	30-5086-036E	30-5086-006E	<b>Metzenbaumschere, gerade, Medium</b> <i>Metzenbaum scissors, straight, medium</i>
	30-5086-037E	30-5086-007E	<b>Metzenbaumschere, gerade, Large</b> <i>Metzenbaum scissors, straight, large</i>
Einweg Fasszangen Ø5 mm, 330 mm			
	30-5020-031E	30-5020-001E	<b>Maryland Fasszange</b> <i>Maryland Grasping Forceps</i>
	30-5020-032E	30-5020-002E	<b>Endoclinal Fasszange</b> <i>Endoclinal Grasping Forceps</i>



Autoklavierbarer Kunststoffgriff mit HF-Anschluss, drehbar mit Verdrehsicherung

*Autoclavable plastic handle with HF-connection, rotatable with rotation prevention*



**30-0000**



Autoklavierbarer Kunststoffgriff mit HF-Anschluss, drehbar mit Verdrehsicherung und Sperre

*Autoclavable plastic handle with HF-connection, rotatable with rotation prevention and ratchet*



**30-0001**



**31-50000.33**

Schaft isoliert mit Überwurfmutter  
*Shaft insulated with screw cap*



**30-5286-033**


Zugstange mit einfachem Schnappverschluss  
*Connection rod with easy snap lock*

# ... oder darfs auch „Mehrweg“ sein?

Mehrweginstrumente für die Laparoskopie  
*Reusable instruments for laparoscopy*

Modulares 3-teiliges-System  
*Modular 3-part-system*

- Durchmesser 3mm, 5mm, 10mm
- *diameter 3mm, 5mm, 10mm*
- Nutzlänge 220m, 330mm, 450mm
- *working length 220m, 330mm, 450mm*
- Über 150 verschiedene Maulformen
- *more than 150 different jaws*



 **GETSCH+HILLER**  
MEDIZINTECHNIK

Getsch + Hiller Medizintechnik GmbH  
Karpfenstrasse 10  
78532 Tuttlingen

Tel. +49 7461 969026  
Fax +49 7461 969027  
info@getsch-hiller.de  
www.getsch-hiller.de